



bcl-2

Katalógus# 10105.05 vagy .10 (0.5 ml vagy 1.0 ml koncentrált)

ALKALMAZÁS

- **In Vitro:** Ez a termék kvalitatív immunhisztokémiai alkalmazásra javasolt ép és daganatos, formalin-fixált, paraffinba ágyazott szövettani metszeteken, fénymikroszkópos értékelésre. Ez az antitest a legnépszerűbb immunfestő automatákban és kézi festési technikával egyaránt tesztelésre került.
- **Leírás:** A bcl-2 onkoprotein az apoptózis folyamataiban fontos fehérje. Immunhisztokémiai kimutatásának hematopatológiai jelentősége a reaktív és neoplasztikus follikuláris proliferáció, valamint Burkitt limfóma és a diffúz nagy B-sejtes limfóma elkülönítésében van.
- **Várható festődés:** Sejtmembrán és citoplazma
- **Pozitív kontroll:** Tonsilla

TERMÉK TARTALMA

- **bcl-2 specifikus egér monoklonális ellenanyag:** #10105, tisztított, koncentrált felülúszó, 0.09% Na-azid tartalommal
- **Eredet:** Egér
- **Epitóp:** Nem ismert.
- **Faj reaktivitás:** Humán. Továbbiak nem ismertek
- **Klón:** 124
- **Ig izotípus / Könnyűlánc:** IgG1/K
- **Immuno gén:** A humán Bcl-2 aa 51-54 szakaszának megfelelő szintetikus peptid
- **Sterilitás:** A termék nem steril.

SZÜKSÉGES ANYAGOK, DE A TERMÉK NEM TARTALMAZZA


- Előhívó rendszer
- Kromogén/szubsztrát rendszer

MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK

- **Metszetek előkezelése:** A formalinban fixált szövetek jelölése igényli a metszetek előzetes 10-20 perces hőkezelését forrásban lévő 10mM pH 6.0 citrát pufferben.
- **Javasolt előkezelés:**
HISTOLS®-Citrát puffer (kat# 30010)
HISTOLS®-Peroxidáz gátló (kat# 30013)
HISTOLS®-BBPS – Háttér gátló (kat# 30012).
- **Koncentrált antitest hígítása:** 1:100 antitest oldószerben (csak tájékoztató jellegű), pontos hígítás meghatározása a felhasználó felelőssége.
- **Antitest inkubációs idő:** 60 perc szobahőmérsékleten.
- **Javasolt előhívó rendszer:**
HISTOLS®-MR (anti- egér & nyúl Ig) (kat# 30011)
- **Javasolt kromogén / szubsztrát rendszer:** HISTOLS®- Rezisztens AEC (kat#30015.K).
- **Láthatóság:** Az antitest detektálása az alkalmazott kromogén/szubsztrát rendszer instrukciói szerint történik.

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

A termék Na-azidot tartalmaz és stabil 2-8 °C-on tárolva. Nem használható a termék címkén feltüntetett lejárati időn túl. Ha a termék nem az előírásoknak megfelelően tárolt, alkalmazhatóságát a felhasználónak kell meghatározni.



Bcl-2, tonsilla

Csak kutatási célra!

