

CellSafe+ Biopsziás Kapszula

Biztonságos Biopsziás Minta Feldolgozás

A CellSafe+ Biopsziás Kapszula használatával biztonságosan kezelhető a minta. Ez egy könnyen használható alternatívája a hagyományos, időigényesebb feldolgozási technikáknak, mint a szövetháló vagy a szivacsbetét. Az extra finom szövésű, röntgen alatt transzparens háló megakadályozza a minta károsodását és minimális reagens átvitelt biztosít.

A kapszula egy irányban zárt, így teljesen magába foglalja a mintát. A feldolgozás alatt a CellSafe+ egy normál kazettában elhelyezhető a rutin munkamenet tartása mellett (a legjobb eredmény érdekében használja a System II Hex kazettával és fedéllel)

A kék kapszula kontrasztot teremtve segít a halvány színű biopsziás anyagok, például emlő szövet feldolgozásában.

Katalógusszám	Leírás		Mennyiség
EBE-0201-02A	CellSafe+ Biopsziás Kapszula	Fehér <input type="checkbox"/>	100
EBE-0201-03A	CellSafe+ Biopsziás Kapszula	Fehér <input type="checkbox"/>	1000
EBE-0301-02A	CellSafe+ Biopsziás Kapszula	Kék <input checked="" type="checkbox"/>	100
EBE-0301-03A	CellSafe+ Biopsziás Kapszula	Kék <input checked="" type="checkbox"/>	1000

Amennyiben nem a CellPath által gyártott kazettát használja, a rutin munka előtt ajánlott kompatibilitási próbát végezni

A szilárdabb háló erőteljes, nagyobb biztonságot nyújt



Az új lecsukódási mechanizmusnak köszönhetően záródáskor "kattanó" hangot és érzetet biztosít, így a felhasználó meggyőződhet róla, hogy a kapszula ténylegesen záródott.

FŐBB ELŐNYÖK

- 1 A kék kapszula kontrasztot teremtve segít a halvány színű biopsziás anyagok kezelésében
- 2 Röntgen alatt transzparens, megkönnyítve az emlőrák minták feldolgozását
- 3 Az extra finom szövésű háló kevesebb, mint huszad annyi mennyiségű oldatot visz át, mint a szivacsok
- 4 A szivacsokra jellemző szövetroncsolástól és artefaktképzéstől mentes feldolgozhatóság
- 5 jelentősen időtakarékosabb, mint a biopsziák papírba csomagolása

cellpath.com