

System III Beágyazó Kazetták Hővel nyomtatásra



A speciálisan kialakított felület optimális nyomtatási minőséget biztosít



Réses
perforációval
(1.1 mm-es perforációval)



Biopszia
(0.9 mm²-es perforációval)



Mikrobiopszia
(0.38 mm²-es perforációval)

A CellPath System III Beágyazó Kazetta Hővel történő nyomtatáshoz rögzített fedéllel kapható, mely könnyen letörhető. A záródási mechanizmus maximális biztonságot nyújt a szövetminta feldolgoása során.

Három verzió elérhető; réses perforációval ellátott, biopsziás és mikrobiopsziás, mindegyik precíz kialakítású írható felülettel, mely optimális a Primera nyomtatókhoz.

A réses perforációval ellátott kazetta nagy nyitott összfelülete révén növeli a reagensek áramlását és ezzel javítja a feldolgozhatóságot. A biopsziás és mikrobiopsziás kazetták négyzetes, 0.9 mm², illetve 0.38 mm² méretű perforációval rendelkeznek, mely lehetővé teszi a biopsziás és mikrobiopsziás biztonságos feldolgozását, megfelelő folyadékáramlás fenntartása mellett.

A CellPath
ajánlásával

FŐBB ELŐNYÖK

- 1 Primera kazetta nyomtatókkal kompatibilis
- 2 Precízen kidolgozott írható felület
- 3 Fokozott reagens áramlás
- 4 Rögzített letörhető tető
- 5 Magas szilárdság és stabilitás
- 6 Nagy színválaszték

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™

A Primera Technology Europe ajánlásával a Signature Kazetta nyomtatóhoz (078406)

Minden verzió ömlesztett, illetve fűzött csomagolásban is elérhető a Primera nyomtató könnyű feltöltéséhez.

Forgalmazza:

Hisztopatológia Kft.

Tel.: +36 72 516490

info@histopat.hu

www.histopat.hu

Készítette

CellPath 
INNOVATION IN CELLULAR PATHOLOGY

System III Beágyazó Kazetták Hővel nyomtatásra

SYSTEM III Mikrobiopsziás Beágyazó Kazetta Hővel történő nyomtatásra (Primerá Signature nyomtatókhoz)				
Ömlesztett csomagolásban		Fűzött csomagolásban		Szín
Katalógusszám	Mennyiség	Katalógusszám	Mennyiség	
EAI-0702-10A	500	EAI-0702-72B	2000	Fehér <input type="checkbox"/>
EAI-0704-10A	500	EAI-0704-72B	2000	Zöld <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0705-10A	500	EAI-0705-72B	2000	Szürke <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0706-10A	500	EAI-0706-72B	2000	Kék <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0707-10A	500	EAI-0707-72B	2000	Narancs <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0708-10A	500	EAI-0708-72B	2000	Pink <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0709-10A	500	EAI-0709-72B	2000	Sárga <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0710-10A	500	EAI-0710-72B	2000	Piros <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0711-10A	500	EAI-0711-72B	2000	Barack <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0712-10A	500	EAI-0712-72B	2000	Világosbarna <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0715-10A	500	EAI-0715-72B	2000	Sötétbarna <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0716-10A	500	EAI-0716-72B	2000	Sötétkék <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0718-10A	500	EAI-0718-72B	2000	Sötétzöld <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0719-10A	500	EAI-0719-72B	2000	Levendula <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0720-10A	500	EAI-0720-72B	2000	Türkiz <input checked="" type="checkbox"/>

SYSTEM III Biopsziás Kazetta Hővel történő nyomtatásra (Primerá Signature nyomtatókhoz)				
Ömlesztett csomagolásban		Fűzött csomagolásban		Szín
Katalógusszám	Mennyiség	Katalógusszám	Mennyiség	
EAI-0602-10A	500	EAI-0602-72B	2000	Fehér <input type="checkbox"/>
EAI-0604-10A	500	EAI-0604-72B	2000	Zöld <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0605-10A	500	EAI-0605-72B	2000	Szürke <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0606-10A	500	EAI-0606-72B	2000	Kék <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0607-10A	500	EAI-0607-72B	2000	Narancs <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0608-10A	500	EAI-0608-72B	2000	Pink <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0609-10A	500	EAI-0609-72B	2000	Sárga <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0610-10A	500	EAI-0610-72B	2000	Piros <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0611-10A	500	EAI-0611-72B	2000	Barack <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0612-10A	500	EAI-0612-72B	2000	Világosbarna <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0615-10A	500	EAI-0615-72B	2000	Sötétbarna <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0616-10A	500	EAI-0616-72B	2000	Sötétkék <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0618-10A	500	EAI-0618-72B	2000	Sötétzöld <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0619-10A	500	EAI-0619-72B	2000	Levendula <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0620-10A	500	EAI-0620-72B	2000	Türkiz <input checked="" type="checkbox"/>

SYSTEM III Beágyazó Kazetta Réses perforációval, Hővel történő nyomtatásra (Primerá Signature nyomtatókhoz)				
Ömlesztett csomagolásban		Fűzött csomagolásban		Szín
Katalógusszám	Mennyiség	Katalógusszám	Mennyiség	
EAI-0502-10A	500	EAI-0502-72B	2000	Fehér <input type="checkbox"/>
EAI-0504-10A	500	EAI-0504-72B	2000	Zöld <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0505-10A	500	EAI-0505-72B	2000	Szürke <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0506-10A	500	EAI-0506-72B	2000	Kék <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0507-10A	500	EAI-0507-72B	2000	Narancs <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0508-10A	500	EAI-0508-72B	2000	Pink <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0509-10A	500	EAI-0509-72B	2000	Sárga <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0510-10A	500	EAI-0510-72B	2000	Piros <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0511-10A	500	EAI-0511-72B	2000	Barack <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0512-10A	500	EAI-0512-72B	2000	Világosbarna <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0515-10A	500	EAI-0515-72B	2000	Sötétbarna <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0516-10A	500	EAI-0516-72B	2000	Sötétkék <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0518-10A	500	EAI-0518-72B	2000	Sötétzöld <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0519-10A	500	EAI-0519-72B	2000	Levendula <input checked="" type="checkbox"/>
EAI-0520-10A	500	EAI-0520-72B	2000	Türkiz <input checked="" type="checkbox"/>

Forgalmazza:
 Hisztopatológia Kft.
 Tel.: +36 72 516490
 info@histopat.hu
 www.histopat.hu

Készítette

